

FAJA CONTENCIÓN FLEMING 2 BANDAS ESCOTE SEÑORA

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica de 2 bandas, cosidas entre sí con cosido elástico FAGOTY, para ajustar al abdomen. Las bandas han sido revestidas interiormente de hilatura afelpada. El cierre velcro permite una sujeción en distintas posiciones y por tanto, una regulación de la compresión.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	CINTURA CM	EAN13
2202210	BLANCO	389528.6	55-85	8470003895286
2414101	BEIGE	-	55-85	8426828876245

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Fracturas costales.
- Contusiones abdominales.
- Lesiones musculares abdominales.

CARACTERÍSTICAS

- Talla única.
- Forma anatómica con escote frontal.
- Color: blanco y beige.
- Composición:
 - Cierre velcro: 100% Poliamida.
 - Bandas: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastán 10%.
- Cierre velcro garantizado para 2000 usos.

MODO DE USO

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor del abdomen de forma que las bandas queden en la espalda y el cierre en la parte delantera.



- La tira velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al lado izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar de forma adecuada, procurando que no presione en exceso.

PRECAUCIONES

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar la faja en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retírese la faja inmediatamente y consulte con el médico.

CONSERVACIÓN

- Mantener el cierre velcro cerrado durante el lavado.
- Lavar a mano, en agua templada como máximo 30°C. con jabón neutro.
- Secar sobre una superficie plana y alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja con colgador.

