

## FAJA ELÁSTICA FLEMING CIERRE VELCRO T/U

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica abierta, con cierre velcro ajustable, de acción térmica, para mantener una temperatura constante en la zona de aplicación y así aliviar traumatismos y lumbalgias. Faja de contención y compresión, suave y uniforme. Su elasticidad permite efectuar cualquier movimiento tanto al practicar deporte, como al realizar cualquier trabajo. Abarca desde la zona costal inferior hasta la zona sacro-pélvica, según su colocación.

Ideal para contornos de 100-115cm.

REF. INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2201410	BEIGE	381087.6	ÚNICA	100-115	8470003810876

### CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

### INDICACIONES

- Soporte y apoyo lumbar.
- Alteraciones leves de traumatología, de compresión e inmovilización, y calor.
- Contención o prevención de eventraciones leves, post-quirúrgica y post-parto.
- Efecto elasto-compresivo uniforme.

### CARACTERÍSTICAS

- Composición:
  - 70% Acrílico
  - 18% Poliéster
  - 12% Elastán
- Velcros garantizados para 2000 usos.
- Color: Beige.
- Talla única.
- Altura: 31 cm.
- Largo sin zona velcro: 76 cm.
- Largo con zona velcro: 108 cm.
- Zona velcro: 32 cm largo.



**MODO DE USO**

- Abrir y extender la faja.
- Colocar alrededor del tórax de forma que se abroche por delante.
- La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo.
- Cerrar el velcro sobre la parte afelpada.
- Ajustar de forma adecuada, procurando que la faja no presione en exceso.

**PRECAUCIONES**

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.
- La compresión no debe entorpecer la respiración o circulación.
- Retirar la faja durante el descanso nocturno u otras situaciones incómodas.
- Aflojar la compresión en los descansos diurnos y después de las comidas.
- Las fajas ejercen un papel parcialmente sustitutorio de la musculatura, un uso intensivo y prolongado puede debilitarla.

**CONSERVACIÓN**

- Lavar a mano en agua templada (máx. 30°C) y jabón neutro.
- Secar a la sombra alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana.
- Mantener el velcro cerrado durante el lavado.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.
- No planchar.

**PRESENTACIÓN**

Unidad en caja.

