

## INMOVILIZADOR DE HOMBRO FLEMING VELOUR

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Vendaje acolchado en forma de bolsa, con el que se bloquea el hombro

REFERENCIA INTERNA	TALLA	EAN13
7341090	ÚNICA	8426828410906

### CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

### INDICACIONES

- Estabilización e inmovilización del hombro en casos de traumatismos, luxaciones, fracturas, post-cirugía...
- Para la sujeción y soporte del brazo vendado o enyesado y bloqueo del hombro en posición correcta, evitar la inflamación, favorecer el descanso, tratar una fractura y ayudar a la descarga del brazo y hombro.

### CARACTERÍSTICAS

- Composición:
  - Cuerpo y cinta: espuma velour 100%.
  - Cierre: velcro.
  - Color: azul
- Talla única.

### MODO DE USO

- Colocar el brazo en la bolsa del inmovilizador, de tal manera que la mano salga por el lateral abierto.
- Pasar la cinta por detrás del cuello, a modo de bandolera.
- Ajustar la cinta adecuadamente por medio de la hebilla.
- Sujetar la bolsa del inmovilizador con la cinta inferior, por detrás de la cintura, con el cierre velcro y ajustar adecuadamente.



**PRECAUCIONES**

- No utilizar sobre heridas abiertas.
- El cuello humeral debe quedar convenientemente apoyado.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.
- Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas
- Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo del inmovilizador.
- Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover los dedos con regularidad para favorecer la circulación.
- Comprobar a diario la piel de debajo del inmovilizador, en especial la axila, para asegurar que se mantiene en buen estado.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

**CONSERVACIÓN**

- Lavar a mano o a máquina en agua fría o templada y con jabón neutro.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.

**PRESENTACIÓN**

Se presenta en una caja unitaria.

**CE**