

COLLARÍN CERVICAL FLEMING POLIETILENO DE 2 PIEZAS

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Collar anatómico rígido.

REFERENCIA INTERNA	TALLA	ALTURA	LARGO
2370001	S	8 – 10 cm	44 cm
2370002	M	8 – 10 cm	48 cm
2370003	L	8 – 10 cm	53 cm
2370004	XL	8 – 10 cm	57 cm
2370000	XXL	8 – 10 cm	62 cm

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para la inmovilización del cuello respecto al tronco, sujetando las vértebras cervicales. Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios).

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo: PE de baja densidad.
- Ribete: Cinta elástica de poliéster, poliamida y goma.
- Protector: Cilindro de caucho celular esponjoso, forrado con cinta de algodón y PVC.
- Cierres: velcro.
- Libre de látex.
- Diferentes tallas disponibles
- Color: blanco

MODO DE USO

- Colocar el collarín alrededor del cuello de tal manera que el cierre velcro quede en la nuca.
- Ajustar debidamente con el cierre velcro.
- No apretar en exceso.



PRECAUCIONES

- Sólo usar bajo prescripción facultativa.
- No poner en contacto directo con heridas abiertas.
- Asegurarse de que la talla es la adecuada.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua templada y jabón neutro. En ningún caso utilizar lejía ni lavar en seco.
- Secar el collarín, extendido, sin exponerlo a los rayos solares, ni fuentes de calor.
- Guardar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria de plástico.



CE

