

## TACO DE GOMA FLEMING PARA ESCAYOLA

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Calzado tipo bota, abierto en la puntera, con suela rasurada antideslizante de caucho y parte superior de loneta.

TALLA	REFERENCIA INTERNA	CÓDIGO NACIONAL
TALLA 1	2363001	171966.9
TALLA 2	2363002	171968.3
TALLA 3	2363003	171969.0

### CLASIFICACIÓN

- Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de Clase I.

### CARACTERÍSTICAS

- Suela de caucho antideslizante.
- Plantilla de semi-cuero.
- Material de corte de loneta.
- Con cordonera para ajustar la bota.
- Disponible en diferentes tallas:
  - Talla 1: número de pie 30-34; dimensiones planta 12,2 x 9 cm
  - Talla 2: número de pie 35-39; dimensiones planta 14,5 x 9,5 cm
  - Talla 3: número de pie 40-43; dimensiones planta 16,8 x 10,7 cm
- Color: crema.

### INDICACIONES

Para uso en pie escayolado. Facilita la marcha tras una operación quirúrgica, evitando que el yeso y vendaje estén en contacto con el suelo.

### MODO DE USO

- Se calza la bota.
- Se ajusta mediante los cordones de forma que ejerzan una presión uniforme y distribuida sobre el pie enyesado o vendado.



**PRECAUCIONES**

- Retirar la bota por la noche y airearla.
- Seleccione adecuadamente la talla.
- En caso de dolor o incomodidad de uso, consulte a su médico, ortopeda o farmacéutico.
- En caso de rotura, consulte al ortopeda o farmacéutico.
- Es conveniente que el prescriptor establezca períodos de revisión.

**CONSERVACIÓN**

- Lavar en agua fría.
- Mantener alejado de cualquier
- fuente de calor, no exponer al sol.

**PRESENTACIÓN**

Unidad en caja de cartón.



CE

