

**BRAGA DE INCONTINENCIA FLEMING VELCRO****DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Braga protectora con material impermeable, ajustable mediante cierres de contacto de velcro.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
3105104	171987.4	4	45-60	8426828051048
3105106	171988.1	6	60-75	8426828051062
3105108	171989.8	8	75-90	8426828051086
3105110	171990.4	10	90-100	8426828051109
3105112	171992.8	12	100-115	8426828051123

**CLASIFICACIÓN**

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

**INDICACIONES**

Impedir el derrame de la orina en las diferentes incontinencias.

**CARACTERÍSTICAS**

- Composición:
  - Plástico 100% PVC perfumado
  - Elástico cintura (látex free): 64% poliéster y 36% lycra
  - Elástico piernas: 50% poliéster, 50% látex (goma recubierta por tejido)
  - Tejido: 100% poliéster
  - Velcro: poliéster/poliamida (nylon)
- Color: blanco.
- Diferentes tallas disponibles: 4, 6, 8, 10, 12

**MODO DE USO**

Colocar un apósito absorbente en la parte interior de la braga, cuidando que quede sujeto por la doble lámina de la braga. Colocar a modo de pañal y ajustar mediante el velcro.



**PRECAUCIONES**

- No usar sobre heridas abiertas.
- Escoger la talla adecuada.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

**CONSERVACIÓN**

- Lavar a mano (preferiblemente) o a máquina con jabón neutro y en agua fría o tibia.
- No usar lejía.
- Secar sin retorcer ni estirar.
- Dejar secar alejadas de fuentes de calor.
- Almacenar en lugar seco y fresco.

**PRESENTACIÓN**

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.

fle ng



CE

