

**RODILLERA VARISPORT****DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO**

Pieza de tejido elástico ajustable a la rodilla, con tejido en punto y forma anatómica, elástica en un solo sentido, sin costura, con puntos menguados alternativos para mayor adaptación a la rodilla.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	TALLA	PERÍMETRO CM	EAN13
2342040	171951.5	6-P	29	8426828420400
2342041	171952.2	7	30	8426828420417
2342042	171953.9	8-M	31	8426828420424
2342043	171954.6	9	32	8426828420431
2342044	171955.3	10-G	33	8426828420448
2342045	171956.0	11-EG	34	8426828420455
2342045	171957.7	12-EEG	36	8426828420462

**CLASIFICACIÓN**

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

**INDICACIONES**

Indicada para:

- Fracturas, post-traumatismos.
- Tratamiento de lesiones leves de la rodilla.
- Protección para la realización de esfuerzos físicos, deportes.
- Soportar o corregir deformidades de la zona.
- Lograr alivio del dolor.
- Uso preventivo y post-quirúrgico.
- Como prevención ante esfuerzos o exposiciones prolongadas a vibraciones, golpes o sobrecargas.

**CARACTERÍSTICAS**

- Composición:
  - Algodón
  - Goma recubierta.
- Color beige.



**MODO DE USO**

Se coloca de tal forma que quede centrada en la rodilla.

**PRECAUCIONES**

- No usar sobre heridas abiertas.
- Asegurarse de escoger la talla adecuada.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.

**CONSERVACIÓN**

- Lavar a mano en agua templada y con jabón neutro. Secar alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No centrifugar.
- No planchar.
- No secar en secadora.
- No lavar en seco.
- No retorcer.

**PRESENTACIÓN**

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.

**CE**