



CINTA CON BOTONES SUJECIÓN BOLSA ORINA PIERNA 2U

DESCRIPCIÓN:

Juego de dos cintas elásticas de goma para la fijación de la bolsa de orina a la pierna.

CARACTERÍSTICAS:

Cintas elásticas de goma blanca con diferentes orificios equidistantes.

Longitud: 40cm

2 corchetes en cada goma

MODO DE USO:

Pasar las cintas elásticas por las hendiduras de la bolsa de orina pierna. Ajustar la cinta a la pierna utilizando los botones. La cinta debe ajustar pero no apretar en exceso.

CONSERVACIÓN:

Guardar en lugar seco.

PRESENTACIÓN:

Se suministra en una bolsita de plástico con dos unidades.

