

## BOLSA ORINA MEDICAL WAITCH PEDIÁTRICA ESTÉRIL

### DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Bolsa estéril para la recogida de muestras de orina. Para uso en pediatría.

REFERENCIA INTERNA	C.N.	FORMATO	EAN13
3103800	165727.5	12 uds	8470001657275

### CLASIFICACIÓN

Según Real Decreto 1591/2009: Producto Sanitario de Clase I.

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 100 c.c. aprox.
- Bolsa de PE de baja densidad, transparente con abertura.
- Pieza con adhesivo.
- Esterilizada por óxido de etileno.
- No contiene látex ni ftalatos.

### CADUCIDAD

5 años.

### MODO DE USO

- Sacar el papel protector del adhesivo.
- En niños, introducir el pene por la abertura de la bolsa y presionar alrededor.
- En niñas, cubrir la parte superior de los genitales y presionar alrededor.
- Al retirar la bolsa, doblarla por la mitad del adhesivo, para cerrarla herméticamente.

### PRECAUCIONES

- Para un solo uso.
- No utilizar como instrumento de medida.
- La muestra de orina debe ser conservada a 4°C (en la nevera) hasta su análisis.
- No utilizar en neonatos.
- No utilizar en Unidades de Cuidados Intensivos.
- No desechar en el ambiente.



**CONSERVACIÓN**

Mantener en lugar seco y protegido de la luz, entre 10° y 25°C.

- Lavar a mano, en agua templada como máximo 30°C. con jabón neutro.
- Secar sobre una superficie plana y alejada de fuentes de calor.
- No usar lejía.
- No planchar.

**PRESENTACIÓN**

En caja con 12 unidades.

**CE**